

SUPRATHEL®

Geçici Deri

Kronik Yaraların Tedavisine Yönelik

KULLANIM KILAVUZU

- Bası ve venöz ülserler (I – V. Safha)
- Vasküler kaynaklı ülserler
- Venöz staz ve diyabetik ülserler

Kullanım Kılavuzu

SUPRATHEL®

Gecici deri

Ülser Tedavisinde Gereklilikler

Suprathel geçici derinin yanıklarda uygulanmasına ilişkin kullanım kılavuzu, kronik yara (ülserler) uygulamaları için aynı şekilde geçerlidir.

Endikasyonlar

Suprathel, venöz/diyabetik ülser, varis ülseri, bası ülserleri, kısmi doku kaybı bulunan kronik yaralar, geniş dermabrazyon ve dekolman lezyon uygulamalarında doku rejenerasyonu ve damar oluşumu sağlar.

Ürün Kullanımı Ve Yara Tedavisi

Suprathel, kronik yara uygulama metodu, yanık ve donör saha uygulamalarından farklılık göstermektedir.

Membranın yara kenarlarını örtmeyecek şekilde yaranın şekline göre kesilmesi gerekmektedir. Bu teknik sayesinde yara kenarlarında oluşabilecek maserasyonlar önlen_diği gibi aynı zamanda da Suprathel tarafından sağlanan antienflamatuvar etkinin tüm yara yüzeyine yayılması sağlanmaktadır.

Uygulamanın ilk safhalarında membranın yara eksudasyonuna göre haftada bir veya iki defa, yara kapanma evresinde ise 10 günde bir değiştirilmesi gerekmektedir.

Suprathel membranın üzerine parafin tül uygulanması gerekme_

tedir. Suprathel ile kombine edilmiş parafin tül, yara örtüsü değişimi esnasında membran ile aynı zamanda çıkartılır. Ürün değişim aralarında yaranın dezenfektanlarla temizlenmesi gerekmektedir. Yara kenarları üzerine bebek yağı veya merhemleri uygulanmalıdır.

Suprathel ile kombine edilmiş parafin tül üzerine sarılan pamuk bandajların yaklaşık 3 günde bir değiştirilmesigerektilmektedir.

Eksuda ve yara salgıları Suprathel membran içerisinde geçerek büyük oranda pamuk bandaj tarafından emilecektir. Suprathel uygulandıktan sonra eksudasyon ve salgılar azalacaktır.

Venöz ülser tedavisinde etkili bir bası terapisi uygulanmalıdır. Bu durumda bası çorapları kullanılması gerekmektedir. Ancak ek olarak arteriyel bir problem var ise kompresyon tedavisi uygulanmaz.

Diyabetik ülserlerde, fark edilemeyecek bası yaralanmalarına yol açabileceğinden, bası tedavisinin çok dikkatli uygulanması gerekmektedir.

Suprathel 60 gün sonra iritasyon olmadan yara tarafından emilecektir.

Yan Etkileri

Şu ana kadar bildirilen bir yan etkisi yoktur.

Üretici:

*Polymedics Innovations GmbH
Heerweg 15D
73770 Denkendorf/Germany*